


Korrosionsprüfung
Labortechnik
Dienstleistungen



VLM GmbH
Heideblümchenweg 50
D-33689 Bielefeld

fon: +49 5205 87 963 -0
fax: +49 5205 87 963 -50

info@vlmgmbh.de
www.vlmgmbh.de
www.vlm-laborshop.de

» Besuchen Sie unseren
VLM Onlinestore um mehr
über unsere Produkte
und Dienstleistungen zu
erfahren!

 Metallblock
Thermostate



für die präzise Temperierung von
Proben von -20°C bis + 600°C

Das komplette Sortiment und die Preislisten finden Sie unter www.vlm-laborshop.de



HP1 / HP2 (130°C / 210°C)

EC1 / EC2 (130°C / 210°C)

LS1 / LS2 (130°C)

VLM BIO Thermostat mit flüssigkeitsdichter massiver Heizwanne

BIO1 / BIO2 (130°C)

QS(130°C / 210°C)
HC (-20°C / 120°C)

SPA (600°C)

Wir entwickeln unsere Geräte nach Ihren Bedürfnissen und bieten:

- » bauten oder austauschbaren Heizblöcken für unterschiedliche Aufgaben und Anforderungen, Sonderanfertigungen
- » hochwertige Mikroprozessor-Regler (PID) mit Timer- und Rampenfunktion für präzise Temperaturregelung, sowie Programmregler
- » Kompakte, robuste Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet oder mit ECTFE geschützt
- » hohe Verlässlichkeit und lange
- » kompetente technische
- » optimales Preis-
- » komplette Systeme aus einer Hand

HP Thermostate 130° / 210°C

HP Thermostate erfüllen höchste Ansprüche an die genaue Probentemperatur. Zu diesem Zweck sind die flüssigkeitsdichten Heizwannen für den Einsatz von austauschbaren Heizblöcken mit 65mm Bohrtiefe aus einem massiven Aluminiumblock gefräst. Dadurch wird die Wärme nicht nur über die Bodenfläche, sondern auch von allen Seiten in den Block übertragen. Damit ist eine optimale Wärme-verteilung besonders bei großen Heizblöcken gewährleistet.

EC Thermostate 130°C / 210°C

Geräte für alltägliche Temperieraufgaben in Laboratorien mit Heizwannen mit präzisionsgefrästen Bodenplatten für gleichmäßige Wärmeübertragung in austauschbare Heizblöcke mit 65 mm Bohrtiefe.

QS Thermostate 130°C / 210°C

kompakte besonders preisgünstige Geräte für den Einsatz austauschbarer quadratischer Heizblöcke für kleine Probenzahlen in analytischen und life sciences Laboratorien.

LS Thermostate 130°C

speziell auf die Anforderungen in life science Laboratorien modifizierte EC-Geräte für den Einsatz austauschbarer Heizblöcke mit geringeren Bohrtiefen und für die Temperierung von Mikrotiterplatten.

BIO Thermostate 130° C

BIO Thermostate sind modifizierte HP-Geräte für höchste Genauigkeit in der Probentemperatur. Die flüssigkeitsdichten massiven Heizwannen bieten günstige Voraussetzungen für die Dekontamination in life science Laboratorien. Durch Abdecken mit Polycarbonat-plat-ten können die Heizwannen als Inkubatoren für Mikrotiterplatten eingesetzt werden.

HT Thermostate 300°C / 400 °C

für spezielle Temperieraufgaben, z.B. in der Lebensmittel-, Umweltanalytik oder in der Materialprüfung. Für diese Zwecke können die Geräte mit Mikroprozessorreglern für das Fahren von Temperatur-Zeit-Programmen ausgestattet werden.

HC Thermostate -20°C / + 120°C


Hochleistungsthermostate mit Peltierelementen für Heizen- und Kühlaufgaben. Massive flüssigkeitsdichte Heizwannen für den austauschbare Heizblöcke oder mit fest installierten Heizblöcken.

Option:

- » Programmierbare Mikroprozessor-Regler
- » Schnitschnellen RS 232 oder
- » Kunststoffhauben zur Isolierung und Vermeidung von Kondenswasser

SPA Thermostate

Geräte zur Durchführung spezieller Methoden, z.B. in der Lebensmittel-, Umweltanalytik sowie in der Materialprüfung. Schildern Sie uns Ihre Aufgaben. Wir bieten Ihnen dazu das geeignete Gerät, bzw. System. Für die Temperaturregelung und die Bedienung ausserhalb des Abzugs stehen Regelboxen



Austauschbare Heizblöcke

Präzise gefräste Heizblöcke für alle in Laboratorien eingesetzten Reaktionsgefäße aus Glas und

